

Anticorpo Policlonal Anti-Gpr55 Para Wb, If-P, Elisa - Q9Y2T6

Número do item: CM0016482



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra o GPR55 humano (LPIR1), validado em WB, IF-P, ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Para uso em pesquisa em estudos de sinalização de GPCR e metabolismo lipídico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GPR55 Rabbit pAb
Observações/Apelido	LPIR1; GPR55
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9290
GeneID	9290
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 210-319 do GPR55 humano (NP_005674.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y2T6
Peso Proteico	37kDa
Envio	Saco de gelo