

## Anticorpo Policlonal Anti-Gpr6 Para Wb, Elisa - P46095

Número do item: CM0017378



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao GPR6 humano para Western blot e ELISA. Detecta GPR6 endógeno em amostras humanas e de camundongo. Adequado para pesquisa de sinalização de GPCR e neurociência.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | GPR6 Rabbit pAb                                                                                                            |
| Observações/Apelido | GPR6                                                                                                                       |
| Espécie             | Humano                                                                                                                     |
| ID do Gene (Humano) | 2830                                                                                                                       |
| ID do Gene          | 2830                                                                                                                       |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 253-362 do GPR6 humano (NP_005275.1). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                     |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                     |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                  |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo                                                                                                         |
| SWISS               | P46095                                                                                                                     |
| Peso Proteico       | 38kDa                                                                                                                      |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                              |