

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gpr62 Para Wb, Elisa - Q9Bzj7

Número do item: CM0024513

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao GPR62 humano (GPCR8, KPG_005), produzido contra um peptídeo sintético. Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Adequado para estudos de sinalização de GPCR órfão em tecidos cerebrais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	GPR62 pAb de Coelho
Observações/Alias	GPCR8; KPG_005; GPR62
Espécie	Humano
GeneID	118442
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 150-250 do GPR62 humano (NP_543141.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BZJ7
Peso da Proteína	38kDa
Transporte	Bolsa de gelo