


Anticorpo Policlonal Anti-Gpr68 Para Wb, Elisa - Q15743

Número do item: CM0019388



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GPR68 humano, validado para WB e ELISA. Detecta GPR68 endógeno em amostras humanas e de camundongo. Ideal para pesquisas sobre detecção de pH e mecanotransdução.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho contra GPR68
Observações/alias	OGR1; A1ZA6; GPR12A; GPR68
Espécie	Humana
GeneID (humano)	8111
GeneID	8111
Imunógeno	Proteína recombinante: proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 276-365 do GPR68 humano (NP_003476.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo
SWISS	Q15743
Peso da proteína	41 kDa
Transporte	Bolsa de gelo