

Anticorpo Policlonal Anti-Gprc5A Para Wb, Elisa - Q8Nfj5

Número do item: CM0027247

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a GPRC5A (RAIG-1), validado para Western blot e ELISA. Reconhece a proteína 3 induzida por ácido retinoico humano e de camundongo, um supressor de tumor pulmonar. Ideal para pesquisa em câncer e estudos de GPCR.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GPRC5A Rabbit pAb
Observações/Apelidos	RAI3; TIG1; RAIG1; GPCR5A; PEIG-1; GPRC5A
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9052
ID do Gene	9052
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 268-357 da GPRC5A humana (NP_003970.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q8NFJ5
Peso da Proteína	40kDa
Envio	Bolsa de gelo