

Anticorpo Monoclonal Anti-Gprc5B Para Wb, Elisa - Q9Nzh0

Número do item: CM0002915

introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-GPRC5B validado para WB e ELISA. Detecta GPRC5B humano com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para estudos de RCGP e regulação do volume celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GPRC5B mAb de Coelho
Observações/Apelido	RAIG2; RAIG-2; GPRC5B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51704
GeneID	51704
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 304-403 do GPRC5B humano (NP_057319.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9NZH0
Peso da Proteína	45 kDa
Envio	Saco com gelo