


Anticorpo Monoclonal Anti-Gprc5D Para Fc - Q9Nzd1

Número do item: CM0012789



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-humano GPRC5D, grau de pesquisa, conjugado com , para citometria de fluxo (FC). Validado em amostras humanas; enviado em sacos com gelo. UniProt: Q9NZD1. Ideal para pesquisa em imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano GPRC5D mAb
Observações/Apelido	GPRC5D
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	55507
ID do Gene	55507
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do GPRC5D humano (NP_061124.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9NZD1
Peso Proteico	34kDa/36kDa/38kDa
Envio	Saco com gelo