

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gprc6A Para Wb, Elisa - Q5T6X5

Número do item: CM0026463

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o GPRC6A (GPCR33) humano para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para investigar a sinalização mediada por GPRC6A, a regulação hormonal e a expressão tecidual.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GPRC6A pAb de Coelho
Observações/Apelido	GPCR; bA86F4.3; GPRC6A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	222545
GeneID	222545
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 300-590 do GPRC6A humano (NP_683766.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q5T6X5
Peso Proteico	105kDa
Envio	Saco de gelo