


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gpsm2 Para Wb, Elisa - P81274

Número do item: CM0013761



introdução

Anticorpo policlonal de coelho GPSM2 de alta qualidade validado para aplicações de WB e ELISA. Reage com amostras humanas e de camundongo; atinge o modulador de sinalização de proteína G 2 (LGN) envolvido na organização do fuso mitótico e na divisão celular assimétrica. Exclusivamente para pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	GPSM2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	LGN; CMCS; PINS; DFN82; GPSM2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	29899
GeneID	29899
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 380-490 do GPSM2 humano (NP_037428.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P81274
Peso da Proteína	77kDa
Envio	Saco de gelo