

Anticorpo Policlonal Anti-Gpt De Coelho Para Wb, Elisa - P24298

Número do item: CM0024822

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à alanina aminotransferase 1 humana (GPT/ALT1). Adequado para aplicações de Western blot e ELISA, com reatividade cruzada para GPT de rato e camundongo. Útil para pesquisa em metabolismo hepático.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GPT Rabbit pAb
Observações/Apelido	ALT; AAT1; ALT1; GPT1; SGPT; GPT
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	2875
GeneID	2875
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-190 da GPT humana (NP_005300.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P24298
Peso Proteico	55kDa
Envio	Bolsa de Gelo