


Anticorpo Monoclonal De Camundongo Anti-Gpt2 Para Wb - Q8Td30

Número do item: CM0007258



introdução

Anticorpo monoclonal de camundongo contra a Alanina aminotransferase 2 humana (GPT2/ALT2), produzido contra proteína recombinante (aa 358-456). Validado para Western blot e ELISA, reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisa em metabolismo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Camundongo GPT2
Observações/Apelido	ALT2; GPT 2; MRT49; NEDSPM; GPT2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	84706
GeneID	84706
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência dentro dos aminoácidos 358 - 456 do GPT2 humano (Q8TD30).
Fonte	Camundongo
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8TD30
Peso Proteico	58kDa
Envio	Em bolsa de gelo