


Anticorpo Policlonal Anti-Gpt2 Para Wb, Elisa - Q8Td30

Número do item: CM0021895



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-GPT2 validado para WB e ELISA. Reage especificamente com GPT2 humano (alanina aminotransferase 2), uma enzima metabólica chave com implicações em distúrbios neurológicos. Ideal para pesquisa de metabolismo de aminoácidos e estudos de biomarcadores.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GPT2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ALT2; GPT 2; MRT49; NEDSPM; GPT2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	84706
GeneID	84706
Imunogénio	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 310-410 do GPT2 humano. (NP_597700.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8TD30
Peso da Proteína	58kDa
Envio	Saco de gelo