

Anti-Gpvi/Gp6 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - P0C191

Número do item: CM0023914

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o GPVI/GP6 de camundongo, um receptor de glicoproteína plaquetária para colágeno. Validado para WB e ELISA com reatividade cruzada humana. Útil para estudar ativação plaquetária e trombose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GPVI/GP6 pAb de Coelho
Observações/Apelido	Gpvi; Gm469; 9830166G18Rik; GPVI/GP6
Espécie	Camundongo
GeneID	243816
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-265 do GPVI/GP6 de camundongo (NP_001156486.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P0C191
Peso da Proteína	34kDa
Envio	Saco com gelo