


## Anticorpo Monoclonal Anti-Gpx1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P07203

Número do item: CM0006372



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra GPX1 humana, validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para estudos de homeostase redox e redução de hidroperóxidos.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | GPX1 mAb de coelho                                                                                          |
| Observações/Apelidos | GPXD; GSHPX1; GPX1                                                                                          |
| Espécie              | Humana                                                                                                      |
| GeneID (Humano)      | 2876                                                                                                        |
| GeneID               | 2876                                                                                                        |
| Imunógeno            | Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 100-200 da GPX1 humana (NP_000572.2) |
| Origem               | Coelho                                                                                                      |
| Categoria            | Anticorpos Monoclonais                                                                                      |
| Aplicação            | WB, IHC-P, ELISA                                                                                            |
| Reatividade Cruzada  | Humana, Camundongo, Rato                                                                                    |
| SWISS                | P07203                                                                                                      |
| Peso Proteico        | 22 kDa                                                                                                      |
| Transporte           | Saco de gelo                                                                                                |