


Anticorpo Policlonais Anti-Gpx1 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P07203

Número do item: CM0014697



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GPX1 humano para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reconhece GPX1 humano, de camundongo e rato. Ideal para estudos de homeostase redox e peroxidação lipídica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GPX1 Rabbit pAb
Observações/Alias	GPXD, GSHPX1, GPX1
Espécie	Humano
GeneID	2876
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 de GPX1 humano (NP_000572.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P07203
Peso da Proteína	22 kDa
Envio	Bolsa de gelo