

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gpx3 Para Wb E Elisa - P22352

Número do item: CM0018475



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-GPX3 humano (GPx-P) para Western blot (WB) e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Tem como alvo a glutathiona peroxidase extracelular, uma enzima antioxidante que protege as células contra danos oxidativos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	GPX3 pAb de coelho
Observações/ Sinônimos	GPx-P; GSHPx-3; GSHPx-P; GPX3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2878
GeneID	2878
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da GPX3 humana (NP_002075.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo, rato
SWISS	P22352
Peso da proteína	26 kDa
Envio	Bolsa de gelo