

Anticorpo Monoclonal Anti-Gpx4 Para Wb - P36969

Número do item: CM0002193



introdução

Valide a expressão da proteína GPX4 com este anticorpo monoclonal de coelho validado por knockout. Adequado para aplicações de WB, IF-P, ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre ferroptose e estresse oxidativo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] GPX4 Rabbit mAb
Observações/Apelido	MCSP; SMDS; GPx-4; PHGPx; snGPx; GSHPx-4; snPHGPx; [Validado por KD] GPX4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2879
ID do Gene	2879
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do GPX4 humano (P36969).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P36969
Peso da Proteína	22kDa
Envio	Saco de gelo