


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Gpx4 (Validado Por Kd) Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P36969

Número do item: CM0009232



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-GPX4 de alta afinidade (validado por KD) para Western blot, IF, IHC e ELISA. Reage cruzadamente com GPX4 humano, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre ferroptose e estresse oxidativo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	[Validado por KD] GPX4 mAb de Coelho
Observações/Apelido	MCSP; SMDS; GPx-4; PHGPx; snGPx; GSHPx-4; snPHGPx; [Validado por KD] GPX4
Espécie	Humano
ID do Gene	2879
Imunógeno	Proteína de fusão recombinada contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 74-197 do GPX4 humano (NP_002076.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P36969
Peso da Proteína	22kDa
Envio	Saco com gelo