


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Gpx4 [Validado Por Kd] Para Wb, Ihc, If, Elisa - P36969

Número do item: CM0010583



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra GPX4 humano, validado para Western blot, IHC, IF e ELISA. Detecta um antioxidante chave e regulador de ferroptose, com reatividade cruzada em amostras humanas, de camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] GPX4 mAb de Coelho
Observações/Apelido	MCSP; SMDS; GPx-4; PHGPx; snGPx; GSHPx-4; snPHGPx
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2879
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 74-197 do GPX4 humano (NP_002076.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P36969
Peso da Proteína	20 kDa/22 kDa
Envio	Saco com gelo