


## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gpx4 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P36969

Número do item: CM0013042



### introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho anti-GPX4 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com GPX4 humano, de camundongo e rato, uma fosfolípido hidroxiperoxidase essencial que protege as células da ferroptose e danos oxidativos. Ideal para pesquisa em biologia redox e câncer.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | GPX4 Rabbit pAb                                                                                                    |
| Observações/Alias   | MCSP; SMDS; GPx-4; PHGPx; snGPx; GSHPx-4; snPHGPx                                                                  |
| Espécie             | Humano                                                                                                             |
| GeneID (Humano)     | 2879                                                                                                               |
| GeneID              | 2879                                                                                                               |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-197 de GPX4 (NP_002076.2). |
| Origem              | Coelho                                                                                                             |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                             |
| Aplicação           | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                           |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                           |
| SWISS               | P36969                                                                                                             |
| Peso Proteico       | 22 kDa                                                                                                             |
| Transporte          | Bolsa de gelo                                                                                                      |