


Anticorpo Policlonal Anti-Gpx5 Para Wb, Elisa - 075715

Número do item: CM0017675



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GPX5 humano, validado para Western blot e ELISA com reatividade cruzada para camundongo. Ideal para estudar estresse oxidativo na maturação e fertilidade dos espermatozoides.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GPX5 pAb Coelho
Observações/Apelido	EGLP; GPx-5; GSHPx-5; HEL-S-75p; GPX5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2880
GeneID	2880
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 do GPX5 humano (NP_003987.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	075715
Peso da Proteína	25kDa
Envio	Saco com gelo