

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gpx8 Para Wb E Elisa - Q8Ted1

Número do item: CM0022315



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-GPX8 para aplicações de WB e ELISA. Reconhece a GPX8 humana, de camundongo e de rato, uma peroxidase tiol do RE essencial para a homeostase redox e a formação de dissulfetos. Apoia estudos de estresse oxidativo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	GPX8 Rabbit pAb
Observações/alias	GPx-8; UNQ847; EPLA847; GSHPx-8; GPX8
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	493869
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 41-209 da GPX8 humana (NP_001008398.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q8TED1
Peso da proteína	24 kDa
Envio	Bolsa de gelo