

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Granulina Para Wb, Elisa - P28799

Número do item: CM0006381



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-Granulina (PGRN/GP88) validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para humano e camundongo. Tem como alvo a função lisossomal e vias de inflamação; ideal para pesquisa em câncer e neurodegeneração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Anti-Granulina de Coelho
Observações/Alias	GEP; GP88; PEPI; PGRN; CLN11; PCDGF; Granulina
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2896
GeneID	2896
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 494-593 da Granulina humana (NP_002078.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P28799
Peso da Proteína	64kDa
Envio	Saco de gelo