

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Granulina Para Wb E Elisa - P28799

Número do item: CM0028997



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à Granulina humana (PGRN/GP88), validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para estudos sobre função lisossomal, inflamação e proliferação celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Granulin Rabbit pAb
Observações/Apelidos	GEP; GP88; PEPI; PGRN; CLN11; PCDGF; Granulina
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	2896
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-593 da Granulina humana (NP_002078.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P28799
Peso da Proteína	64kDa
Envio	Bolsa de gelo