

Anticorpo Policlonar Anti-Granzima B Para Wb, Elisa - P04187

Número do item: CM0028626

introdução

Anticorpo policlonar de coelho direcionado a Granzima B de camundongo (P04187), adequado para WB e ELISA. A Granzima B é uma serina protease chave na apoptose e piroptose mediada por linfócitos T citotóxicos e células NK.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Granzima B pAb de coelho
Observações/Apelido	GZB; CCP1; Ctla1; Ctla-1; CCP-1/C11
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	3002
GeneID	14939
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 141-240 da Granzima B de camundongo (NP_038570.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reação Cruzada	Camundongo
SWISS	P04187
Peso da Proteína	27 kDa
Envio	Bolsa de gelo