

Anticorpo Policlonal Anti-Granzima B Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P10144

Número do item: CM0023771



introdução

Anticorpo policlonal de coelho para Granzima B, para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Detecta Granzima B humana e de camundongo (~28kDa). Ideal para pesquisa em apoptose, piroptose e citotoxicidade imune. Imunógeno de peptídeo sintético.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Granzima B pAb de Coelho
Observações/Apelido	C11; HLP; CCPI; CGL1; CSPB; SECT; CGL-1; CSP-B; CTLA1; CTSG1; Granzima B
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	3002
ID do Gene	3002
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P10144
Peso Proteico	28kDa
Envio	Em saco de gelo