

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Grp Para Wb E Elisa - Q13588

Número do item: CM0014804

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que visa o GRAP humano (proteína adaptadora relacionada ao GRB2), validado para Western blot e ELISA. Ferramenta confiável para pesquisa de sinalização Ras, biologia do ouvido interno e surdez.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	GRAP Rabbit pAb
Observações/Apelido	DFNB114; GRAP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10750
GeneID	10750
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 128-217 do GRAP humano (NP_006604.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q13588
Peso Proteico	25kDa
Envio	Saco de gelo