

Anticorpo Monoclonal Anti-Grasp65 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bqq3

Número do item: CM0006630



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-GRASP65 de alta qualidade para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa em biologia do Complexo de Golgi e estrutura celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GRASP65 mAb de coelho
Observações/Alias	P65; GOLPH5; GRASP65
Espécie	Humano
GeneID	64689
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BQQ3
Peso da Proteína	46kDa
Transporte	Saco de gelo