

Anticorpo Policlonal Anti-Grasp65 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bqq3

Número do item: CM0029243



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GRASP65 humano (GORASP1, GOLPH5), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Detecta uma proteína de empilhamento do Golgi de 46 kDa envolvida na formação da fita de Golgi, mitose e ancoragem de vesículas. Ideal para estudos de apoptose e tráfego.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GRASP65 Coelho pAb
Observações/Apelido	P65; GOLPH5; GRASP65
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	64689
ID do Gene	64689
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 221-440 do GRASP65 humano (NP_114105.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9BQQ3
Peso Proteico	46kDa
Envio	Bolsa de Gelo