

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Grb14 Para Wb, Elisa - Q14449

Número do item: CM0025408



introdução

Anticorpo policlonal de coelho GRB14 validado para aplicações de Western blot e ELISA. Reage com as espécies humana, de rato e de camundongo. Adequado para pesquisa de sinalização de insulina e estudos de interação com receptores. Peso molecular previsto: 61kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GRB14 Rabbit pAb
Observações/Apelido	GRB14
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	2888
GeneID	2888
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-180 da GRB14 humana (NP_004481.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14449
Peso Proteico	61kDa
Envio	Saco de Gelo