


Anticorpo Policlonado Anti-Grb2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P62993

Número do item: CM0025884



introdução

Anticorpo policlonado anti-GRB2 de alta qualidade validado para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta GRB2 humano e de camundongo, um adaptador chave em vias de sinalização. Ideal para estudos de sinalização celular, imunidade e reparo de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GRB2 Rabbit pAb
Observações/Alias	ASH; Grb3-3; MST084; NCKAP2; MSTP084; EGFRBP-GRB2; GRB2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2885
GeneID	2885
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-217 do GRB2 humano (NP_002077.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P62993
Peso da Proteína	25kDa
Entrega	Bolsa de gelo