

Anti-Grb7 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb E Elisa - Q14451

Número do item: CM0029426



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o GRB7 humano, validado para WB e ELISA. Adequado para investigar sinalização mediada por GRB7, proliferação celular, migração e dinâmica de grânulos de estresse em aplicações de pesquisa e IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GRB7 pAb de Coelho
Observações/Apelido	GRB7
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2886
ID do Gene	2886
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-140 do GRB7 humano (NP_001229372.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q14451
Peso da Proteína	60kDa
Envio	Saco de gelo