

## Anticorpo Policlonais Anti-Grem1 Para Wb, Elisa - 060565

Número do item: CM0015247



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra GREM1 (Gremlin-1) humano, validado para Western blot e ELISA. Ideal para pesquisas sobre antagonismo de BMP, carcinogênese e organogênese renal.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | GREM1 Rabbit pAb                                                                                                              |
| Observações/Apelidos | DRM; HMPS; MPSH; PIG2; CRAC1; CRC54; DAND2; HMPS1; IHG-2; DUP15q; C15DUPq; GREMLIN; CKTSF1B1; GREM1                           |
| Espécie              | Humano                                                                                                                        |
| GeneID (Humano)      | 26585                                                                                                                         |
| GeneID               | 26585                                                                                                                         |
| Imunógeno            | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 44-143 do GREM1 humano (NP_001178252.1). |
| Origem               | Coelho                                                                                                                        |
| Categoria            | Anticorpos Policlonais                                                                                                        |
| Aplicação            | WB, ELISA                                                                                                                     |
| Reatividade Cruzada  | Humano                                                                                                                        |
| SWISS                | O60565                                                                                                                        |
| Peso da Proteína     | 21 kDa                                                                                                                        |
| Envio                | Bolsa de gelo                                                                                                                 |