

Anticorpo Policlonais Anti-Grhl2 Para Wb E Elisa - Q6Isb3

Número do item: CM0018029



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-GRHL2 validado para WB e ELISA; reage com humano e rato. Atua no fator de transcrição GRHL2 (71 kDa), essencial para o desenvolvimento epitelial, neurulação e regulação de junções apertadas. Ideal para pesquisas em desenvolvimento e biologia epitelial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GRHL2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	BOM, ECTDS, PPCD4, DFNA28, TFCP2L3, GRHL2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	79977
GeneID	79977
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 80-250 da GRHL2 humana (NP_079191.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q6ISB3
Peso Molecular da Proteína	71kDa
Envio	Bolsa de gelo