

Anticorpo Policlonal Anti-Grhpr Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ubq7

Número do item: CM0024000



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a GRHPR, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de metabolismo de glioxilato e atividade da enzima hidroxipiruvato redutase.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GRHPR Rabbit pAb
Observações/Alias	PH2; GLXR; GLYD; GRHPR
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9380
GeneID	9380
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 100-328 da GRHPR humana (NP_036335.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UBQ7
Peso da Proteína	36kDa
Envio	Bolsa de gelo