


Anticorpo Policlonal Anti-Grid1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9UlK0

Número do item: CM0026807



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao GRID1 humano (GluD1), validado para Western blot, imunofluorescência e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para estudos sobre organização e plasticidade sináptica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	GRID1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	GluD1; GluD1-b; GRID1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2894
GeneID	2894
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 880-1009 do GRID1 humano (NP_060021.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9ULK0
Peso Proteico	112kDa
Envio	Em saco de gelo