

Anticorpo Policlonal Anti-Grid2 Para Wb, If/Icc, Elisa - O43424

Número do item: CM0021872



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GRID2 (GluD2) humano, adequado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudar plasticidade sináptica e função cerebelar.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GRID2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	GluD2; SCAR18; GRID2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2895
GeneID	2895
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 900-1007 do GRID2 humano (NP_001501.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O43424
Peso Proteico	113kDa
Envio	Bolsa de Gelo