

Anticorpo Policlonal Anti-Grik2 Para Wb, Elisa - Q13002

Número do item: CM0023503



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GRIK2 humano (Receptor de glutamato ionotrópico, cainato 2), adequado para WB e ELISA com reatividade cruzada para camundongo. Validado para pesquisas em neurociência sobre sinalização glutamatérgica e transmissão sináptica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GRIK2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	EAA4; GLR6; MRT6; GLUK6; GLUR6; GluK2; NEDLAS; GRIK2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2898
GeneID	2898
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-300 do GRIK2 humano (NP_068775.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q13002
Peso da Proteína	103kDa
Envio	Saco de gelo