

Anticorpo Policlonal Anti-Grik4 Para Wb, Elisa - Q16099

Número do item: CM0018236

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-GRIK4 validado para WB e ELISA; reage com humano, camundongo e rato. Tem como alvo a subunidade GRIK4 (KA1) do receptor de cainato, sendo adequado para pesquisas em neurociência sobre a sinalização do glutamato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	GRIK4 pAb de coelho
Observações/Alcunhas	KA1; EAA1; GRIK; GluK4; GluK4-2; GRIK4
Espécie	Humano
GeneID (humano)	2900
GeneID	2900
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-220 do GRIK4 humano (NP_055434.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q16099
Peso da proteína	107 kDa
Envio	Bolsa de gelo