

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Grin2B Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13224

Número do item: CM0030460



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra GRIN2B (NMDAR2B). Adequado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa em neurociência e estudos de canais iônicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GRIN2B Rabbit pAb
Observações/Alias	NR3; MRD6; NR2B; hNR3; DEE27; EIEE27; GluN2B; NMDAR2B; GRIN2B
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2904
ID do Gene	2904
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1185-1484 do GRIN2B humano (NP_000825.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13224
Peso Molecular da Proteína	166kDa
Transporte	Em gelo