


Anticorpo Policlonal Anti-Grin2D De Coelho Para Wb, Elisa - O15399

Número do item: CM0018245



introdução

Anticorpo policlonal de coelho GRIN2D validado para WB e ELISA, reativo com humano e camundongo. Ideal para pesquisa em neurociência sobre a função do receptor NMDA e plasticidade sináptica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	GRIN2D Rabbit pAb
Observações/Apelido	EB11; NR2D; DEE46; EIEE46; GluN2D; NMDAR2D; GRIN2D
Espécie	Humano
GeneID (humano)	2906
GeneID	2906
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 330-480 do GRIN2D humano (NP_000827.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O15399
Peso Proteico	144kDa
Envio	Saco de gelo