

Anticorpo Policlonal Anti-Grina Para Wb, Elisa - Q7Z429

Número do item: CM0022993

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GRINA humana (Proteína lifeguard 1), validado para WB e ELISA. Detecta GRINA humana, de rato e de camundongo. Ideal para pesquisa em apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GRINA Rabbit pAb
Observações/Apelido	LFG1; HNRGW; TMBIM3; NMDARA1; GRINA
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	2907
GeneID	2907
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da GRINA humana (NP_000828.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q7Z429
Peso Proteico	41kDa
Envio	Saco de Gelo