

Anticorpo Policlonal Anti-Grip1 Para Wb, Elisa - Q9Y3R0

Número do item: CM0029309



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-GRIP1 de alta qualidade validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada em humano e camundongo. Ideal para estudar o andaime do receptor de glutamato e a montagem de complexos de sinalização neuronal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GRIP1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	GRIP; FRASRS3; GRIP1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	23426
GeneID	23426
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-250 do GRIP1 humano (NP_001171545.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9Y3R0
Peso Proteico	122kDa
Envio	Saco de Gelo