

Anticorpo Policlonais Anti-Grk1 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q15835

Número do item: CM0026106



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à GRK1 humana (rodopsina quinase). Validado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA com reatividade em humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa em fototransdução e retina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GRK1 Rabbit pAb
Observações/Alias	RK; RHOK; GPRK1; GRK1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6011
GeneID	6011
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-160 da GRK1 humana (NP_002920.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15835
Peso da Proteína	64kDa
Envio	Bolsa de gelo