

Anticorpo Policloonal Anti-Grk1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q15835

Número do item: CM0029103



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-GRK1 para aplicações de Western blot, imuno-histoquímica e ELISA. Detecta GRK1 humano, de camundongo e de rato; imunógeno direcionado à região N-terminal. Para pesquisa em visão e biologia retinal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GRK1 Coelho pAb
Observações/Apelidos	RK; RHOK; GPRK1; GRK1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6011
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-160 da GRK1 humana (NP_002920.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15835
Peso da Proteína	64kDa
Transporte	Bolsa de gelo