

Anticorpo Monoclonal Anti-Grk2 [Validado Por Ko] Para Wb, If/Icc, Elisa - P25098

Número do item: CM0011968



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-GRK2 validado por knockout, adequado para WB, IF/ICC e ELISA. Apresenta reação cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de dessensibilização de GPCR e sinalização mediada por beta-arrestina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	[Validado por KO] GRK2 Rabbit mAb
Observações/Apelido	BARK1, ADRBK1, BETA-ARK1, K2
Espécie	Humano
GeneID	156
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 590-689 da GRK2 humana (P25098).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P25098
Peso da proteína	80 kDa
Transporte	Bolsa de gelo