

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Grk2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P25098

Número do item: CM0022124



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GRK2 humano (cinase 1 do receptor beta-adrenérgico). Validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com Humano, Camundongo, Rato. Ideal para estudos de sinalização e dessensibilização de GPCR.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] GRK2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	BARK1; ADRBK1; BETA-ARK1; K2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	156
ID do Gene	156
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 440-689 do GRK2 humano (NP_001610.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P25098
Peso da Proteína	80kDa
Envio	Saco de gelo