

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Grk3 Para Wb, Elisa - P35626

Número do item: CM0010556

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado contra GRK3 (BARK2). Validado para WB e ELISA com reatividade cruzada em humanos. Ferramenta essencial para a pesquisa da dessensibilização de GPCRs e das vias de sinalização.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho contra GRK3
Observações/Alias	BARK2; ADRBK2; GRK3
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	157
GeneID	157
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	P35626
Peso da proteína	80 kDa
Transporte	Embalagem de gelo