

Anticorpo Policlonal Anti-Grk6 Para Wb, Elisa - P43250

Número do item: CM0028672



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o GRK6 humano (66 kDa). Adequado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Utilizado em estudos de dessensibilização de GPCR. UniProt P43250.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GRK6 pAb de Coelho
Observações/Apelido	GPRK6; GRK6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2870
GeneID	2870
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 268-465 do GRK6 humano (NP_0010044106.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P43250
Peso da Proteína	66kDa
Envio	Saco com gelo