

Anticorpo Policloal De Coelho Anti-Grm4 Para Wb E Elisa - Q14833

Número do item: CM0028801



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao GRM4 humano (mGlu4, GPRC1D, MGLUR4). Validado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada a camundongo e rato. Ideal para pesquisa sobre o receptor metabotrópico de glutamato 4.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GRM4 Rabbit pAb
Observações/Alias	mGlu4, GPRC1D, MGLUR4, GRM4
Espécie	Humano
ID do Gene	2914
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 33-290 do GRM4 humano (NP_000832.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q14833
Peso da Proteína	102kDa
Envio	Bolsa de gelo